

Памятка пользователя

Ультрафонофорез с набором гелей Ферменкол Элактин в домашних условиях при помощи ультразвукового аппарата Ретон¹

Фонофорез с набором Ферменкол Элактин — эффективный метод введения активных компонентов на всю глубину стрий (растяжек). Ультразвук стимулирует кровообращение и обменные процессы в проблемной зоне, усиливает действие ФерменколS и Элактина, способствует быстрому восстановлению каркаса дермы.

Благодаря фонофорезу с ФерменколS и Элактином ускоряются процессы ремодуляции структуры стрий (растяжек) и обновления кожи.

Успешный опыт применения фонофореза с набором гелей Ферменкол Элактин для коррекции растяжек позволяет говорить о высокой эффективности данного средства.

Курс фонофореза с набором гелей Ферменкол Элактин составляет 12-20 процедур.

Продолжительность процедуры: 3-5 минут на одну область. Общая продолжительность процедуры на нескольких областях не должна превышать 20 минут в день.

Периодичность процедур:

- для коррекции молодых растяжек: сначала 6-10 процедур с гелем ФерменколS, затем 6-10 процедур с гелем Элактин.

- для коррекции старых растяжек: чередовать по очереди процедуры с гелем ФерменколS и гелем Элактин.

Интервал между процедурами: не более 2-х дней.
Интервал между курсами 10-14 дней.



ВНИМАНИЕ: Не допускается воздействие аппарата Ретон непосредственно на область сердца.

1. Перед процедурой следует очистить кожу. Для более глубокого проникновения активных веществ можно приложить горячую, но не обжигающую, салфетку.
2. Процедура может проводиться в положении сидя или лежа.
3. Протереть поверхность излучателя спиртовой салфеткой. Подключить блок питания аппарата к сети.
4. Выбрать гель **ФерменколS** или **Элактин** согласно схеме применения. Нанести на проблемную зону гель из расчета 1-1,5 г на 10 см² поврежденной кожи и приложить головку излучателя к смазанному гелем участку кожи.
5. Зафиксировать время начала процедуры.
6. Медленно, без усилий перемещать головку излучателя по проблемному участку поступательно-круговыми движениями (как по спирали), сохраняя постоянный контакт с кожей.
7. Следить, чтобы гель не высыхал, добавляя его по мере необходимости.
8. Длительность воздействия: 3-5 минут на одну область. По окончании процедуры отключить аппарат, снять сухой салфеткой остатки геля с излучателя и протереть его спиртовой салфеткой.

¹ Имеются противопоказания, перед использованием следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации к ультразвуковому терапевтическому низкочастотному аппарату Ретон АУТн-01 и инструкцией по применению Ферменкол Элактин.

ФЕРМЕНКОЛ®

Противорубцовый Эффект

191167, Санкт-Петербург
ул. Александра Невского, 9
www.fermencol.ru [vk/fermencol](https://vk.com/fermencol)

