

Памятка пользователя

Электрофорез набором гелей Ферменкол Элактин в домашних условиях при помощи аппарата Невотон*

Электрофорез с набором гелей Ферменкол Элактин — эффективный метод введения активных компонентов на всю глубину растяжек (атрофических рубцов). Постоянное электрическое напряжение стимулирует кровообращение и обменные процессы в проблемной зоне, усиливает действие гелей Ферменкол S и Элактин, способствует быстрому восстановлению каркаса дермы.

Благодаря электрофорезу с гелями Ферменкол S и Элактин ускоряются процессы ремодуляции структуры растяжек (атрофических рубцов) и обновления кожи. Успешный опыт применения электрофореза с набором гелей Ферменкол Элактин для коррекции растяжек позволяет говорить о высокой эффективности данного средства.

Курс фонофореза с набором Ферменкол Элактин: 10-20 процедур.

Интервал между курсами: от 10-14 дней.

Продолжительность процедуры: 3-5 минут на одну область.

Общая продолжительность процедуры на нескольких областях не должна превышать 25 минут в день.

Интервал между процедурами: не более 2-х дней.

Периодичность процедур:

для коррекции стрий (растяжек) и рубцов постакне 10 процедур с гелем Ферменкол S, затем 10 процедур с гелем Элактин. Для достижения наилучшего результата рекомендуется провести 3-4 курса.



- (1) — регулятор силы тока
- (2) — электрод (пассивная часть)
- (3) — включение и выключение аппарата
- (4) — индикатор режима «Ионофорез»
- (5) — переключатель полярности в режиме «Ионофорез»
- (6) — индикатор положительной «+» полярности
- (7) — электрод (рабочая часть)

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

1. Перед процедурой следует очистить кожу, для более глубокого проникновения активных веществ можно приложить горячую, но не обжигающую, салфетку.
2. Обернуть пассивную часть электрода (2) влажной салфеткой, смоченной водопроводной водой (нельзя использовать дистиллированную воду). Салфетка должна сохранять влагу в течение всей процедуры. Для обеспечения проводимости тока пассивную часть электрода следует плотно обхватить ладонью.
3. Выбрать гель Ферменкол S или Элактин согласно схеме применения.
4. Нанести на проблемную зону выбранный гель так, чтобы активная часть электрода (7) легко скользила по поверхности кожи. Если проблемная зона имеет большую площадь, то для экономии гелей нужно мысленно поделить ее на небольшие участки и обрабатывать по очереди.
5. Установить регулятор силы тока (1) в минимальное положение, повернув его по часовой стрелке вниз в крайнее положение и приложить активную часть электрода (7).
6. Включить аппарат, нажав и удерживая в течение 1 секунды кнопку (3). При включении аппарата автоматически будет установлен режим «Ионофорез» и загорится индикатор отрицательной полярности «-».
7. С помощью переключателя полярности (5) изменить отрицательную полярность рабочей части электрода на положительную «+», загорится индикатор (6). Засечь время начала процедуры.
8. Постепенно увеличить силу тока, вращая регулятор против часовой стрелки до ощущения ЛЕГКОГО, приятного покалывания. Ощущения должны быть комфортными!
9. Медленно, без усилий перемещать рабочий электрод по проблемному участку поступательно-круговыми движениями (как по спирали). Следить, чтобы гель не высыхал, добавляя его по мере необходимости.
10. По окончании процедуры отключить аппарат (3), снять сухой салфеткой остатки геля с рабочего электрода и протереть его спиртовой салфеткой.

*Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкциями к гелю Ферменкол и аппарату Невотон.

ФЕРМЕНКОЛ®
ПРОТИВОРУБЦОВЫЙ ЭФФЕКТ



РФ, 191025, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. МО Литейный округ,
ул. Маяковского, д. 36, лит. А

+7 (812) 327-54-47

+7 (931) 975-86-26