

Методика

Ультрафонофорез с набором гелей Ферменкол Элактин при помощи ультразвукового аппарата АРСА¹

Фонофорез с набором Ферменкол Элактин — эффективный метод введения активных компонентов на всю глубину стрий (растяжек). Ультразвук стимулирует кровообращение и обменные процессы в проблемной зоне, усиливает действие Ферменкола и Элактина, способствует быстрому восстановлению каркаса дермы.

Благодаря фонофорезу с ФерменколS и Элактином ускоряются процессы ремодуляции структуры стрий (растяжек) и обновления кожи.

Успешный опыт применения фонофореза с набором гелей Ферменкол Элактин для коррекции растя-

жек позволяет говорить о высокой эффективности данного средства.

Курс фонофореза с набором гелей Ферменкол Элактин составляет 12-20 процедур. Режим введения: интенсивность излучения – 0,3 Вт/см². Продолжительность процедуры: 3-5 минут на одну область. Общая продолжительность процедуры на нескольких областях не должна превышать 20 минут в день. Периодичность процедур: сначала 6-10 процедур с гелем ФерменколS, затем 6-10 процедур с гелем Элактин. Интервал между процедурами: не более 2-х дней. Интервал между курсами 10-14 дней.



1. Перед процедурой следует очистить кожу, для более глубокого проникновения активных веществ можно приложить горячую, но не обжигающую, салфетку.
2. Процедура может проводиться в положении сидя или лежа.
3. Снять защитный колпачок с аппарата и протереть поверхность излучателя спиртовой салфеткой.
4. Подключить блок питания аппарата к сети и установить переключатель в положение «ВКЛ». Прозвучит звуковой сигнал и загорится цифровое табло.
5. Установить необходимую интенсивность излучения кнопкой «Мощность» и продолжительность процедуры кнопкой «Время».
6. Нанести на проблемную зону гель **ФерменколS** из расчета 1-1,5 г на 10 см² поврежденной кожи.
7. Перевести аппарат в режим излучения нажатием кнопки «Пуск» и приложить головку излучателя к смазанному гелем участку кожи.
8. Медленно, без усилий перемещать головку излучателя по проблемному участку поступательно-круговыми движениями, сохраняя постоянный контакт с кожей.
9. Следить, чтобы гель **ФерменколS** не высыхал, добавляя его по мере необходимости.
10. Звуковой сигнал оповестит об истечении установленного времени процедуры.
11. Установить переключатель аппарата в положение «ВЫКЛ», отключить аппарат из сети, снять сухой салфеткой остатки геля с излучателя и протереть спиртовой салфеткой.
12. Провести с гелем **ФерменколS** 6-10 процедур, затем провести 6-10 процедур с гелем Элактин.

¹ Имеются противопоказания, перед использованием следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации к ультразвуковому терапевтическому аппарату УЗ-1.01.Ф «АРСА» и инструкцией по применению набора Ферменкол Элактин.

ФЕРМЕНКОЛ®

Противорубцовый Эффект

191167, Санкт-Петербург
ул. Александра Невского, 9
www.fermencol.ru

EnTher®